

Nippo 连云港日丰钙镁有限公司

LIANYUNGANG RIFENG CALCIUM&MAGNESIUM CO., LTD

26#CHANGJIANG ROAD, ECONOMIC&TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNGANG, JIANGSU PROVINCE, CHINA

TEL: 0518-83065333/83065522 FAX: 0518-83065388

magfavor 規格書 N-4G



検査項目 INSPECTION ITEM	品質規格 QUALITY STANDARD	検査方法 METHOD
性状	白色流動液体	目視 Eye survey
塩化マグネシウム %	66.0~68.0	紫外可視分光光度計 UV-VIS spectrophotometer
ヒ素 (As ³⁺ として) PPM ≤	2	ヒ素染色法 Arsenic stain method
重金属 (Pbとして) PPM ≤	2	原子吸光分光光度計 Atomic absorption

組成 (参考)

原料名	配合%
塩化マグネシウム	67.0%
大豆油	21.0%
水	6.0%
グリセリン脂肪酸エステル	6.0%

保管方法： 密栓した容器に保管する。

使用期限： 製造後 1 年 (未開封)

食品への表示方法：「凝固剤」、もしくは「塩化マグネシウム (にがり)」のどちらかを表示すること。